

	FOGLIO EDUCATIVO	Rev. 3	Pag. 1 / 1
	Sangue occulto nelle feci	LAG-AMB-FE-008	

Gentile Utente, la ricerca del sangue occulto nelle feci è un esame finalizzato all'individuazione dei sanguinamenti occulti che possono essere indicativi di patologie gastrointestinali. Per la corretta esecuzione dell'esame Le raccomandiamo di seguire le seguenti istruzioni. **ATTENZIONE TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

Come raccogliere il campione di FECI

1) Svitare ed estrarre il tappo del flacone di raccolta



2) Strisciare l'asticella sopra le feci più volte in orizzontale e verticale



3) Inserire l'asticella nel flacone



4) Riavvitare ed agitare



Non è necessario seguire una dieta particolare

Per richiesta di più campioni eseguire la raccolta su scariche di giorni diversi. Non raccogliere i campioni se è presente sangue visibile nelle feci o nelle urine (es. mestruazioni, emorroidi sanguinanti, infezioni del tratto urinario). Evitare che le feci vengano a contatto con l'acqua del water usando della carta oppure raccogliendo le feci in un contenitore asciutto e pulito.

Dopo la raccolta conservare il flacone in frigorifero non oltre 72 ore; superato tale periodo è consigliata la consegna al Centro Prelievi inserito nell'apposito sacchetto di trasporto. **NON INGERIRE IL LIQUIDO DEL FLACONE:** qualora il liquido entri in contatto con occhi, bocca e pelle sciacquare accuratamente con acqua e, se necessario, consultare un medico.